



台灣精品 2022
TAIWAN EXCELLENCE

OME Technology Co., Ltd.
www.ome.com.tw

自動化移液系統 NAPB-16-0000 規格

客製化



全自動控制



內建運動控制模組



適用範圍廣



In vitro Diagnostic Medical Device
Directive 98/79/CE

IEC 61010-1 : 2010
AMD 1 : 2016
IEC 61010-2-101 : 2018
EN 61010-1 : 2010
AMD 1 : 2019
EN 61326-1 : 2013
IEC 61326-1 : 2012
EN 61326-2-6 : 2013
IEC 61326-2-6 : 2012

自動化移液系統

NAPB-16-0000 規格

產品特色

◆ 客製化

微量吸管連接座，機殼，流程，托架，加熱器，UV 燈 …

◆ 全自動控制


取代繁雜的人工，免除人為問題。

◆ 內建運動控制模組

豐富的機器動作，將試劑性能最大化。

◆ 適用範圍廣

核酸萃取、液體填充、液體分裝、試劑處理、生化實驗最佳化。



產品規格

項 目	參 數
型號	NAPB-16-0000
處理能力	1 ~ 16 平行處理
樣品體積	200 μ L ~ 400 μ L
萃取體積	50 / 100 / 200 μ L
樣品類型	Tissue, Blood, Cell, Virus, FFPE
處理時間	25 分鐘
純度	DNA : O.D. A260 / A280 > 1.8 RNA : O.D. A260 / A280 > 1.8
尺寸 (W * D * H)	522 mm * 495 mm * 560 mm
重量	55 kg
電源電壓	100 Vac ~ 240 Vac 全電壓
操作環境溫度	18 ~ 30 $^{\circ}$ C
操作相對溼度	30 ~ 80 %

OME 精浚科技 股份有限公司
OME Technology Co., Ltd.

335 桃園市大溪區大鶯路 1589 號
No. 1589, Daying Rd., Daxi Dist., Taoyuan City 335, Taiwan
Tel: +886-3-307-2000 Fax: +886-3-307-2121

